

気軽にお買い物

次世代のスタンダード歩行器「ジスタ」

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる、新たなブレーキシステム



POINT
1

幅は歩行車の中でも最小クラス(全幅48cm)で、
狭い通路でも快適

POINT
2

押し手高さが幅広く調節可能。
背の高い方から低い方まで使用できます。

POINT
3

キャスター回転角度を120°または
360°に変更できます。

POINT
4

買い物カゴが載せられて便利♪
買い物カートに持ち替えることなく、
歩行車のまま買い物ができます

POINT
5

軽量の荷物はフックに!

折りたたみ時

ネイビー

TAIS 00030-000241

豆知識

買い物弱者について

運動機能・認知機能が低下した高齢者は運転免許を返納したり自力での長距離移動が難しくなってきます。やがて食料品をはじめとした日用品の買い物すらも困難になってきます。そういった「買い物弱者」は高齢者の一人暮らし、また高齢者のみで暮らしている場合に起こる傾向が高いです。

買い物弱者の主な原因として、地方圏では自宅周りにスーパーやコンビニがないことが、都市圏では近くのスーパーに行くまでの交通量が多いことがあげられます。買い物弱者になると「低栄養による健康被害」「遠くへ買い物に行くことによる事故」のリスクが高くなり、その人数は年々増加しています。そこで対策として各市町村は様々なことを実施しています。

例えば人口の約半分が高齢者のとある地区では廃校になった小学校をミニスーパーにして開設しています。またとある移動販売サービスでは、高齢者の自宅の軒先に駐車できるようにルートを組んでいるところも。

地域の特徴や高齢者のニーズによって“良い対策”というのは変わってきますが、住み慣れた場所で安心して暮らしてもらうためにも、買い物弱者への支援はますます必要になってきますね。

